

非血縁者間末梢血幹細胞採取認定施設  
採 取 責 任 医 師 各 位

公益財団法人 日本骨髄バンク  
ドナー安全委員会

**非血縁者間末梢血幹細胞採取 2 日間とも採取不良であった事例について**

平素より骨髄バンク事業の推進に格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

このたび、PBSCH を 2 日間実施し、初日は採取産物量、細胞数ともに少なく、2 日目は採取産物が全くなかった事例が報告されました。本委員会では、当該施設からの報告書またテルモ BCT の調査結果等をもとに検証を行い、採取認定施設へ周知することといたしました。

記

■概要

＊使用機器 Spectra Optia (MNC モード)

【1 日目】 9 : 20 採取開始、15 : 10 採取終了

総処理血液量 : 8775ml、採取血液量 : 40ml

有核細胞数 :  $0.84 \times 10^{10}$ 、CD34 陽性絶対数 :  $0.136 \times 10^8$ 、患者体重当たり :  $0.26 \times 10^6$

【2 日目】 11 : 03 採取開始、15 : 20 採取終了 大腿静脈アクセスあり

総処理血液量 : 4989ml、採取血液量 : 0ml、有核細胞数 : 0、CD34 陽性絶対数 : 0

・末梢血管の確保が困難であり、2 日目は大腿静脈を確保できたが採血流量が安定せず、インターフェイスの再形成を繰り返したことで、チャンバーへの充填が十分にできず 1 日目は 2 回 (40ml) と少量の採取にとどまり、2 日目は 1 回も採取できずに終わる。

■本委員会の見解

ドナーの血算などは、通常のドナーと異なる点は見当たらない。テルモ BCT の報告書からは機器には問題がなかったと読み取れ、機器の操作を含む複数の要因が重なったため、採血の不良に至ったものと推測する。

初日の採取不良から採取 2 日目までの対応としても、初日の採取が通常と異なるにも関わらず、2 日目にも同様の操作が行われており、途中や終了後に相談するタイミングはあったが、テルモ BCT への相談は行われていなかった。

問題点は、異常を感じたときに危機感を持ってテルモ BCT への相談や骨髄バンクへの報告がなかったことである。

以上